

Ambu® Man Básico



Características Principales

- Maniquí económico para el entrenamiento SVB
- Resistente y fiable
- Entrenamiento realista de compresiones torácicas
- Visualización de la profundidad de compresión
- Sistema Higiénico Único Ambu para la respiración boca a boca y la ventilación boca a nariz
- Puede ser utilizado para la ventilación con bolsa y mascarilla
- Colocación de tubos Guedel (cuando se utiliza la pieza Guedel para cara)
- Resistencia realista a la ventilación
- Visualización para el correcto volumen de ventilación
- Ascenso visible del pecho durante la ventilación
- Torso cerrado anatómicamente correcto
- Facilidad para el entrenamiento de DEA

Ambu® Man Básico

El AmbuMan Básico es un maniquí económico diseñado para cumplir todos los requisitos del entrenamiento de SVB.

Su forma del torso cerrado con su forma anatómicamente correcta permiten un aprendizaje y entrenamiento sobre el uso de Desfibriladores Externos Automáticos (DEA) y la colocación de electrodos.

El AmbuMan Básico permite un entrenamiento óptimo de las compresiones torácicas en combinación con una ventilación realista. El Sistema Higiénico Único evita la contaminación cruzada. Permite la resistencia ventilatoria realista y la expiración a través de la boca y la nariz.

La correcta profundidad de compresión y el volumen de ventilación requerido pueden ser monitorizados en el panel del maniquí.

El AmbuMan Básico también está disponible en un pack de 4 unidades para facilitar el entrenamiento en grupo.

Ventilación realista

Los estudiantes sentirán la resistencia realista de las vías aéreas y el pecho comenzará a ascender cuando la cabeza está correctamente inclinada y el aire sea introducido en el maniquí. El AmbuMan Básico permite observar, escuchar y sentir la respiración como si fuese real.

Rentabilidad y fiabilidad

El AmbuMan Básico está fabricado para ser un maniquí económico y fiable para el entrenamiento de RCP de SVB.

Entrenamiento en aula

Para un transporte e instalación fáciles, el AmbuMan Básico viene en una bolsa blanda, tanto embalado individualmente como empaquetado en un pack de cuatro maniqués.

Especificaciones

Peso del torso	6 kg
Largo	70 cm
Ancho	37 cm
Peso 4 x Torso y bolsa	30 kg
Volumen máx. de ventilación	1200 ml
Profundidad máx. de compresión	7,5 cm



Pack de 4 AmbuMan Básico

Materiales

Unidad básica	ABS (Acrinolitriilo-butadieno-esterol)
Cabeza	PVC (Cloruro de polivinilo) duro
Piel del pecho	PVC (Cloruro de polivinilo) blando
Pieza de la cara	PVC (Cloruro de polivinilo) blando
Bolsa de la cabeza desechable	PE (Polietileno)
Traje de entrenamiento	Poliéster
Bolsa para transporte	PVC - Nylon recubierto



Panel monitorización

Especificaciones del pedido

Ref,	Descripción
A268 005 000	AmbuMan Básico - incluye chaqueta de entrenamiento, estuche de transporte, 1 pieza del rostro y 25 bolsas para la cabeza.
A268 006 000	AmbuMan Básico - Pack de 4 unidades incluyendo 4 torsos. AmbuMan Básico - chaqueta de entrenamiento, estuche de transporte, 4 piezas del rostro y 100 bolsas para la cabeza.
Accesorios	
234 000 702	Ambu bolsas para la cabeza, desechables (Set de 100 unidades).
234 000 703	Ambu pieza facial (Set de 5 unidades)
234 000 725	Ambu pieza facial Guedel



Indicador de la profundidad de compresión.

Firma Ambu S.L.

C/ Alcalá 261-265, Edf. 2-3.º dcha.
28027 Madrid
Tel. +34 91 411 68 30
Fax +34 91 564 50 82
www.ambu.es